

食品過敏原檢測


Food Allergens Analysis for food, feed and environments

- 原物料與產品測試
Product testing
- 表面與衛生管控
Surface and hygiene control



ELISA 酵素免疫法

- 定量分析
- 微孔盤使用（可拆單排檢驗）
- 易於大量操作
- 過程只需2~3小時



Procedure Strip 快速試紙法 Interpretation

- 定性分析
- 最簡單、快速方法
- 可針對污染設備直接以棉棒採樣檢測
- 檢驗過程僅需十數分鐘



Real-Time PCR

- 定性分析
- 檢測種類多
- 快速測試
- 花費時間約2~3小時

麥麩 (小麥、麥醇溶蛋白)

1. RIDASCREEN Gliadin (R7001) : ELISA
2. Cocktail Solution (R7006)
3. Set of 3 Gliadin Assay Controls (R7010)

- SureFood Gluten (S3106) : Real-time PCR
RIDAQUICK Gliadin (R7003) : Strip試片
AOAC-RI 組合 (1+2+3)

花生

- RIDASCREEN FAST Peanut (R6202) : ELISA
SureFood Peanut (S3103) : Real-time PCR
Bioavid Lateral Flow Peanut (BL606-10/25) : Strip試片
Swabbing Kit for Bioavid試片(BS800-25) 無過敏原取樣棉棒

AOAC-RI



大豆

- RIDASCREEN FAST Soy : ELISA
SureFood Soya (A3101) : Real-time PCR
Bioavid Lateral Flow Soy (BL615-10/25) : Strip試片
Swabbing Kit for Bioavid試片(BS800-25) 無過敏原取樣棉棒



蛋品

- RIDASCREEN FAST Ei/Egg Protein (R6402) : ELISA
Bioavid Lateral Flow Tests - Egg (BL608-10/25) : Strip試片
Swabbing Kit for Bioavid試片(BS800-25) 無過敏原取樣棉棒

海鮮

- RIDASCREEN Histamin (R1601/R1604) : ELISA
RIDA QUICK Histamin (R1603) : Color呈色
SureFood Fish (S3110) : Real-time PCR
SureFood Crustaceans甲殼類 (S3112):Real-time PCR
SureFood Molluscs軟體類 (S3113) : Real-time PCR
Bioavid Lateral Flow Crustacean (BL616-10/25) : Strip試片
Swabbing Kit for Bioavid試片(BS800-25) 無過敏原取樣棉棒



乳品

- RIDASCREEN FAST Milk (R4652) : ELISA
RIDASCREEN FAST Casein (R4612) : ELISA
RIDASCREEN β -Lactoglobulin (R4901) : ELISA
RIDASCREEN FAST β -Lactoglobulin (R4902) : ELISA
Bioavid Lateral Flow Milk (BL613-10/25) : Strip 試片
Swabbing Kit for Bioavid 試片(BS800-25) 無過敏原取樣棉棒



其他

- Bioavid Lateral Flow Almond 杏仁 (BL601-10/25)
Bioavid Lateral Flow Coconut 椰子 (BL600-10/25)
Bioavid Lateral Flow Mustard 芥末 (BL603-10/25)

- Bioavid Lateral Flow Hazelnut 榛果 (BL604-10/25)
Bioavid Lateral Flow Cashew 腰果 (BL610-10/25)
Swabbing Kit for Bioavid 試片 (BS800-25)無過敏原取樣棉棒

