

RapidChek®

病原菌快速檢測片



運用專一的免疫層析原理，精準抓取食品中可能汙染的微生物。亦可做為對照確認的工具，取代傳統生化方法或鑑定套組。

| 食品病原菌 | 檢測天數 |
|---|-------|
| 沙門氏菌 - <i>Salmonella</i> | 2 天 |
| 腸炎沙門氏菌 - <i>Salmonella Enteritidis</i> | 3 天 |
| 李斯特菌 - <i>Listeria</i> | 2 天 |
| 大腸桿菌 - <i>E. coli</i> O157 (including H7) | 1-2 天 |

3 大信心保證



絕對適合您

有效降低偽陽性、加速檢驗效率

不需專業背景、判讀簡單



檢驗概念：食品病原菌增殖 → 插入試紙片 → 判讀結果

- 一條線 = 陰性
- 兩條線 = 陽性

訂購資訊

| 品項 | 包裝 | 訂貨號 |
|--------------------------------|-------------------|---------|
| 沙門氏菌檢測片 | 50 片 | 7000191 |
| 沙門氏菌一次 / 二次增殖培養基 | 2 bot / 100 tests | 7000196 |
| 沙門氏菌檢測套組 (含增殖培養基) | 100 tests | 7000190 |
| 腸炎沙門氏菌檢測片 | 50 片 | 7000220 |
| 腸炎沙門氏菌一次 / 二次增殖培養基 | 2 bot / 100 tests | 7000221 |
| 李斯特菌檢測片 | 45 片 | 7000238 |
| 李斯特菌增殖培養基 | 1 bot / 135 tests | 7000235 |
| 大腸桿菌 <i>E. coli</i> O157 檢測片 | 50 片 | 7000157 |
| 大腸桿菌 <i>E. coli</i> O157 增殖培養基 | 1 bot / 85 tests | 7000161 |