

Creative  
CREATIVE LIFESCIENCES

啟新生技

唯有啟新 · 專業放心

It's time to be sure

沙門氏菌、單核增多性李斯特菌、  
李斯特菌群、致病性大腸桿菌 O157:H7

Thermo Scientific SureTect™

## 快速病原菌檢測系統

- 24小時即可得到準確可靠的病原菌檢測結果
- 使用FDA認可即時核酸定量分析技術
- 容易判讀、方便紀錄的軟體
- 體積輕巧、通量靈活



Thermo  
SCIENTIFIC

AOAC  
RESEARCH  
INSTITUTE

afnor  
CERTIFICATION

Creative  
CREATIVE LIFESCIENCES

啟新生物科技有限公司  
www.cmp-micro.com

客服專線：02-2298-1823

電子郵件：service@cmp-micro.com

0150313



## 為什麼選擇？

- **縮短生長時間**：簡化大部分食品的增菌步驟，縮短檢出結果的時間。更快速的放行產品，減少倉儲費用。
- **單次增菌步驟**：無需二次增菌或重新生長的要求，更快更簡單。
- **快速、簡單萃取步驟**：15分鐘內快速完成核酸萃取。
- **預充填萃取液反應管**：減少手工操作時間，執行多種檢測，提高操作效率。
- **凍乾化的PCR試劑**：減少 PCR 試劑加樣，提高重複性和最簡化手工操作時間。
- **一致的反應程序**：不但各種病原菌的操作方式相同，且同一個反應中，可同時進行多種檢測，提高檢測效率。
- **優越的Real-time PCR技術**：以特异性標的基因，結合 MGB 探針為基礎的分子檢驗，經由國際 AOAC/AFNOR 驗證，提供無與倫比的靈敏度和專一性。
- **簡單操作的軟體**：操作簡單、快速編輯方便追蹤結果。
- **最輕巧的儀器體積**：最適合環境空間狹小的實驗室。
- **最大化的通量與靈活性**：每台系統一次可檢測1~24個樣本，同一台電腦可同時連接1-5台24個反應槽的Thermo Scientific SureTect™ 系統。
- **最可靠的結果**：SureTect™ 以軟體自動比較目標擴增和內部對照擴增（IAC）訊號，避免偽陰性結果。
- **自動數據解釋**：以陽性（+）或陰性（-）的方式呈現可靠的結果報告。
- **最方便的保存條件**：SureTect™ 檢測試劑不需要冷凍保存，可在標準的冰箱（2~8℃）條件下保存。
- **隨插即用系統**：出廠時已預校正系統，最少化安裝及培訓時間。
- **售後服務有保障**：最專業的技術服務與產品諮詢，請聯繫我們專業團隊 - 啟新生物科技公司。
- **不斷擴展的檢測項目**：可檢測包括沙門氏菌、單核球增多性李斯特菌、李斯特菌群和大腸桿菌O157:H7以及TFDA所公告的檢測項目，如其他病原菌、毒素基因、動植物性成分、素食摻偽、過敏原、基因改造食品（GMO）等。