

## AnaeroGen™ 厭氧氣體產生系統

產品名稱及用途	規格	貨號
2.5 升厭氧罐	1 個	AG0025A
<b>AnaeroJar™</b>		
設計輕巧，堅固耐用，一次最多可容納 12 個 90mm 平板		
改良 2.5 升厭氧產氣袋	10 包/盒	AN0025A
<b>AnaeroGen™ 2.5 litre</b>		
配合 2.5 升厭氧罐，無需加水 and 催化劑，不產氫氣，使用更安全方便，二氧化碳可以促進厭氧菌的生長		
3.5 升厭氧罐	1 個	HP0011A
<b>Anaerobic Jar</b>		
OXOID 的經典設計，密閉性能好，經久耐用；帶壓力錶、換氣閥，可以用產氣袋，也適用於抽氣換氣法；罐體透明，可直接觀察生長情況。		
改良 3.5 升厭氧罐	1 個	HP0031A
<b>Modified Anaerobic Jar</b>		
同 HP0011A，但無壓力錶		
改良 3.5 升厭氧產氣袋	10 包/盒	AN0035A
<b>AnaeroGen™ 3.5 litre</b>		
應用於 3.5 升厭氧罐，無需加水 and 催化劑		
3.5 升厭氧產氣袋	10 包/盒	BR0038B
<b>Gas Generating Kits</b>		
配合 3.5 升厭氧罐，需加水 and 催化劑。加入水後會產生氫氣和二氧化碳，氫氣在厭氧催化劑的作用下，與氧結合生成水，可在 30 分鐘內將氧含量降至 1% 以下。二氧化碳可以促進厭氧菌的生長。		
低溫厭氧催化劑	5 包/盒	BR0042A
<b>Low Temperature Catalyst</b>		
屬專利設計，與傳統催化劑相比，產生的熱量比傳統催化劑少，每包可重複使用 30 次		
厭氧指示劑（指示厭氧狀態）	100 片/盒	BR0055B
<b>Anaerobic indicator (resazurin)</b>		
為刃天青，有氧時紅色，無氧時變白色。比傳統指示劑要靈敏		
厭氧塑膠袋	20 個/盒	AG0020C

Plastic Pouches		
厭氧塑膠袋封口夾	5 套/包	AN0005C
Sealing Clips		
小型厭氧產氣袋 (配合厭氧塑膠袋, 可培養 4 個平皿)	20 包/盒	AN0020C
AnaeroGen™ Compact		
厭氧自封塑膠袋 (無需使用塑膠夾)	20 個/盒	AG0060C
W-zip Seal Pouches (integral seal)		
W-Zip 厭氧產氣袋	10 包/盒	AN0010N
AnaeroGen™ W-Zip Compact		

## CampyGen 微需氧系統

產品名稱及用途	規格	貨號
2.5 升微需氧產氣袋 (配合 2.5 升厭氧罐使用)	10 包/盒	CN0025A
CampyGen™ 2.5 litre		
3.5 升微需氧產氣袋 (配合 3.5 升厭氧罐使用)	10 包/盒	CN0035A
CampyGen™ 3.5 litre		
小型微需氧產氣袋 (配合厭氧塑膠袋使用)	20 包/盒	CN0020C
CampyGen™ Compact		

## CO<sub>2</sub>Gen™ 二氧化碳產氣系統

產品名稱及用途	規格	貨號
2.5 升二氧化碳產氣袋 (配合 2.5 升厭氧罐使用)	10 包/盒	CD0025A
CO <sub>2</sub> Gen™ 2.5 litre		
3.5 升二氧化碳產氣袋 (配合 3.5 升厭氧罐使用)	10 包/盒	BR0039A
CO <sub>2</sub> Gas Generating Kit		
小型二氧化碳產氣袋 (配合厭氧塑膠袋使用)	20 包/盒	CD0020C
CO <sub>2</sub> Gen™ Compact		