



LARGEST AND MOST DIVERSE LINE OF QC MICROORGANISMS

品管用標準菌株領導品牌



EZ-CFU™



最大包裝

生長促進試驗(GPT)用定量菌株

- 每0.1 mL菌液內含10~100 CFU的菌數 (需自行稀釋一次)
- 每個kit最多可操作900次test
- 四代內標準菌株
- 線上下載COA，內容包含菌種鑑定報告、菌數分析、代數等資訊
- 提供ATCC追溯證明文件

EZ-CFU™ kits include:

- 內含20個定量標準菌株粒 (同一菌種)
- 10瓶復水溶液 (每瓶2 mL)
- 黏貼式COA，方便追溯管理



全新包裝

生長促進試驗(GPT)
防腐效能試驗(AET)

THE BROADEST COLLECTION OF READY-TO-USE QC MICROORGANISMS FOR GROWTH PROMOTION TESTING

最完整的生長促進試驗(GPT)產品線

EZ-CFU™ One Step



立即可用

生長促進試驗(GPT)用定量菌株

- 每0.1 mL菌液內含10~100 CFU的菌數
- 復水後穩定性可達8小時
- 不需稀釋可立即使用
- 四代內標準菌株
- 線上下載COA，內容包含菌種鑑定報告、菌數分析、代數等資訊
- 提供ATCC追溯證明文件
- 每次復水最多可操作19個Tests

EZ-CFU™ One Step kits include:

- 每瓶內含20個定量標準菌株粒 (同一菌種)
- 10瓶復水溶液 (每瓶2 mL)
- 黏貼式COA，方便追溯管理



精緻組合



最受歡迎

生長促進試驗(GPT)解決方案

EZ-Accu Shot™ Select

內含五種藥典規範菌種

- 易於溶解之定量菌粉粒
- 復水後穩定性可達8小時
- 不需稀釋可立即使用
- 四代內標準菌株
- 線上下載COA，內容包含菌種鑑定報告、菌數分析、代數等資訊
- 提供ATCC授權證明文件
- 每0.1 mL菌液內含10~100 CFU的菌數

EZ-Accu Shot™ Select kits include:

- kit內含5種菌株
(如下方菌株名稱) 每種1個菌粉粒/vial
- 5瓶復水溶液 (每瓶1.2 mL)
- 5瓶皆有黏貼式COA，方便追溯管理

Licensed, traceable strains:

- *Aspergillus brasiliensis* ATCC® 16404™*
- *Bacillus subtilis* subsp. *spizizenii* ATCC® 6633™*
- *Candida albicans* ATCC® 10231™*
- *Pseudomonas aeruginosa* ATCC® 9027™*
- *Staphylococcus aureus* subsp. *aureus* ATCC® 6538™*

EZ-Accu Shot™

快速方便

最多人選擇的(GPT)選擇方案

- 易於溶解定量菌粉粒
- 復水後穩定性可達8小時
- 不需稀釋可立即使用
- 四代內標準菌株
- 線上下載COA，內容包含菌種鑑定報告、菌數分析、代數等資訊
- 提供ATCC授權證明文件
- 足夠10次測試接種
- 每0.1 mL菌液內含10~100 CFU 的菌數

EZ-Accu Shot™ kits include:

- kit內含單一菌種共5個vial，每vial含1顆菌粉粒
- 5瓶復水溶液 (每瓶1.2 mL)
- 黏貼式COA，方便追溯管理

符合藥典防腐效能測試(AET,PET)規範 ready to use 定量菌株

- 內含復水溶液
- 四代內標準菌株
- 線上下載COA，內容包含菌種鑑定報告、菌數分析、代數等資訊
- 提供最終測試濃度 $1.0 \times 10^5 \sim 1.0 \times 10^6$ CFU/mL

EZ-PEC™ kits include :

- 內含20個定量標準菌株粒（同一菌種）
- 10瓶復水溶液（每瓶2 mL）
- 黏貼式COA，方便追溯管理

EZ-PEC™



SOLUTIONS FOR AN ARRAY OF PHARMACOPIAL TESTS

Highest Quality Credentials | Licensed, Traceable Strains

ANTIMICROBIAL EFFECTIVENESS TESTING AND MULTIPLE CONCENTRATIONS

多種菌數選擇，適用於確效用途與方法適用性測試

提供多種濃度菌數(10^2 to 10^8 CFU) 適用各種測試/確效用途

- 超過45種定量標準菌株粒
- 多樣化產品運用
 - 可多種菌種混合使用
 - 可自行調配需要的濃度
- 黏貼式COA，方便追溯管理
- 線上下載COA，內容包含菌種鑑定報告、菌數分析、代數等資訊
- 每瓶10個菌粉粒（單一菌種）
- 針對於ISO 17025實驗室，可提供「標準參考物質CRM」規格

Epower™





KWIK-STIK™ PLUS

二代標準菌株(定性用途)

- 易用型設計，開封後立即使用，包裝內含標準菌株粒、復水溶液和接種棉棒
- 二代標準菌株
- 黏貼式標籤，線上下載COA，完整追溯管理方案
- 內含所有美國藥典中會使用之標準菌株

二代標準菌株



 Microbiologics®

SOLUTIONS FOR EVERY LABORATORY

- 定性 & 定量形式菌株
- 完善的客戶服務
- 全方位的技術支援

Custom Solutions 為您量身的定製方案

您的菌株

請寄送您的環境標準分離菌株或目標微生物給我們；專業團隊可為每個客戶保存標準菌株並製造成您需要的產品

您的型式

Microbiologics團隊可依照您的需求，設計包裝與濃度，為您製造一個簡易使用且獨特規格的菌株產品


您的方便

為您量身訂做的產品會運送至您的實驗室，為您省下巨大的時間、工作量以及金錢

環境分離標準菌株



測試方法	生長促進試驗	微生物計數方法適用性	無菌性試驗方法適用性	特定微生物測試方法適用性	防腐效能試驗	消毒劑確效	儀器確效	中和方法確效	抗生素效價
EZ-Accu Shot™									
19種菌株									
不用稀釋	•	•	•	•				•	
含復水溶液									
1個kit可操作50個tests									
EZ-Accu Shot™ Select									
5株藥典菌株在同一個kit內									
不用稀釋	•	•	•	•				•	
含復水溶液									
1個kit可操作50個tests (每株10tests)									
EZ-CFU™									
29種菌株									
需10倍稀釋1次	•	•	•	•				•	
內含復水溶液									
每個kit可操作>900個tests									
EZ-CFU™ One Step									
35種菌株									
不用稀釋	•	•	•	•				•	
內含復水溶液									
每個kit可操作190個tests									
EZ-PEC™									
7種菌株									
不用稀釋					•				
內含復水溶液									
每個kit可操作10個tests									
KWIK-STIK™ Plus									
80種菌株									
二代標準菌	•	•	•	•	•	•	•	•	•
易用KWIK-STIK™包裝									
5支STIKs									
Epower™									
61種菌株									
菌數從10 ² 到10 ⁸ CFU自選		•				•			
用途廣泛									
10個pellets包裝									



*Look for the ATCC Licensed Derivative® Emblem for products derived from ATCC® cultures

Simple, reliable QC testing

啟新生物科技有限公司
www.cmp-micro.com

台北總公司 新北市新莊區新北產業園區五工五路21號 電話 (02) 2298-1823 傳真 (02) 2298-8100

台中分公司 台中市龍井區大同街241號 電話 (04) 2631-7419 傳真 (04) 2652-8275

高雄分公司 高雄市三民區建功路272巷6號 電話 (07) 392-1220 傳真 (07) 392-0748

C140416

Creative
CREATIVE LIFE SCIENCE

唯有啟新·專業放心