



SteriPack Media

終端滅菌培養基系列

- 環境監控 Environmental Monitoring
- 無菌性試驗 Sterility Test
- 模擬充填 Media Fill Test



終端滅菌、多層包裝環境監控用培養基

培養基頻繁進出於淨房之間，其無菌程度與包裝方式有可能在採樣與傳送過程中造成生產區域的污染。CMP® SteriPack 接觸性平板培養基（Contact Plate）以及 90 mm 平板培養基（Settling Plate）採用 BD Difco™ 原料，並經過終端 γ 照射滅菌與三層 Tyvek/PE、Nylon 材質包裝，讓您輕鬆解決關鍵區域之環境微生物採樣的要求。

無菌性試驗 TSB / SCDM、TGC / FTM

CMP® SteriPack TSB/SCDM 以及 TGC/FTM 液態培養基提供不同體積與各種容器規格，適合於注射接種、直接添加或是濾膜浸入等無菌性試驗操作方式。

模擬充填 ready to use TSB/SCDM

Media Fill 常使用大體積的液態培養基做為模擬充填之用，然而大體積液態培養基的製備與滅菌確實不易。CMP® SteriPack TSB/SCDM 培養基提供 SAL 10^{-6} 、易傾倒之瓶裝液態形式而且符合 USP/EP 的效能要求。



- 採用終端 γ 照射滅菌，降低汙染風險
- 生長效能符合 USP/EP GPT 要求
- Tyvek/PE 易開包裝，減低操作汙染
- Nylon 內層，避免 H_2O_2 干擾微生物培養
- 添加適當中和劑，避免偽陰性結果
- 保存期限達 6 個月，可以室溫保存
- 客製化訂做，應付各種需求
- GMP 規格製造，可配合稽查
- 全省物流系統，配送迅速



Lactamator 新一代酵素中和劑

- Cephalosporinase + penicillinase 雙活性
- 作用種類繁多，包括 4 代頭孢類
- 中和能力強，微生物回收率高
- 酵素穩定性高、有效期限長



抗生素中和劑 Penase

- Penicillinase/beta-lactamases 活性
- 1,000,000 IU/20 ml 包裝



SteriPack Media for 環境監控 Environmental Monitoring

CMP® SteriPack contact plate, TSA (triple wrapped)	10*4 pack, gamma
CMP® SteriPack contact plate, TSA w/Lec., P-80 (triple wrapped)	10*4 pack, gamma
CMP® SteriPack contact plate, TSA w/Lec., P-80, Penase (triple wrapped)	10*4 pack, gamma
CMP® SteriPack contact plate, TSA w/Lec., P-80, Lactamator (triple wrapped)	10*4 pack, gamma
CMP® SteriPack contact plate, TSA w/Neutralizers (triple wrapped)	10*4 pack, gamma
CMP® SteriPack contact plate, SDA (triple wrapped)	10*4 pack, gamma
CMP® SteriPack 90 mm plate, TSA (triple wrapped)	10*4 pack, gamma
CMP® SteriPack 90 mm plate, TSA w/Lec., P-80 (triple wrapped)	10*4 pack, gamma
CMP® SteriPack 90 mm plate, TSA w/Lec., P-80, Penase (triple wrapped)	10*4 pack, gamma
CMP® SteriPack 90 mm plate, TSA w/Lec., P-80, Lactamator (triple wrapped)	10*4 pack, gamma
CMP® SteriPack 90 mm plate, TSA w/Neutralizers (triple wrapped)	10*4 pack, gamma
CMP® SteriPack 90 mm plate, SDA (triple wrapped)	10*4 pack, gamma

SteriPack Media for 無菌性試驗 Sterility Test

CMP® SteriPack TSB/SCDM, 15 mL serum bottle, flip tear-off seal stopper	100 bot./box, steam
CMP® SteriPack TSB/SCDM, 100 mL serum bottle, flip tear-off seal stopper	6 bot./box, steam, minimum 2 boxes
CMP® SteriPack TGC/FTM, 15 mL serum bottle, flip tear-off seal stopper	100 bot./box, steam
CMP® SteriPack TGC/FTM, 100 mL serum bottle, flip tear-off seal stopper	6 bot./box, steam, minimum 2 boxes

SteriPack Media for 模擬充填 Media Fill Test

CMP® SteriPack TSB/SCDM, 1,000 mL/bottle	10*4 pack, gamma
--	------------------

* Any specification and package could be customized

1 bot./case, steam

** Lec : Lecithin; ***P-80 : Polysorbate 80

