

# 分枝桿菌相關產品目錄

| 平板成品培養基             |                                       |                |         |   |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|---------|---|
| 料號                  | 品名                                    | 規格             | 包裝      | 用途  |
| A01-411             | MacConkey Agar w/o Crystal Violet     | 9cm Mono       | 10 片/盒  | 區分快速生長之分枝桿菌   |
| A01-47              | Middlebrook 7H10 Agar                 | 9cm Mono       | 10 片/盒  | 分枝桿菌之分離與藥物敏感性試驗   |
| A01-451             | Middlebrook 7H11 Agar                 | 9cm Mono       | 10 片/盒  | 分離分枝桿菌種，特別針對挑剔型抗酸性桿菌  |
| A01-451A            | Selective Middlebrook 7H11 Agar       | 9cm Mono       | 10 片/盒  | 含抗生素選擇性 7H11 培養基  |
| 試管成品培養基（分離及鑑定）和診斷試劑 |                                       |                |         |   |
| 料號                  | 品名                                    | 規格             | 包裝      | 用途  |
| A07-0004            | Arylsulfatase Broth - 3 Days Test     | 16x125 mm tube | 20 管/盒  | 鑑定快速生長分枝桿菌 Arylsulfatase 試驗   |
| A07-0003            | Arylsulfatase Broth - 14 Days Test    | 16x125 mm tube | 20 管/盒  | 鑑定慢速生長分枝桿菌 Arylsulfatase 試驗   |
| B03-411             | 2N N <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>     | 60ml           | 1 瓶/盒   | Arylsulfatase 試驗試劑  |
| A07-007             | Dubos Tween Albumin Broth             | 13x100 mm tube | 20 管/盒  | 用於少量接種快速生長之分枝桿菌   |
| B02-02B             | Ferric Ammonium Citrate (20%)         | 100ml          | 1 瓶/盒   | Iron uptake 試驗  |
| A07-590             | Lowenstein Jensen Slant (Modify)      | 20x113 mm tube | 100 管/盒 | 中性羅氏培養管   |
| A07-590B            | Lowenstein Jensen Slant (Acid)        | 20x113 mm tube | 100 管/盒 | 酸性羅氏培養管   |
| A07-594             | Selective Lowenstein Jensen Slant     | 20x113 mm tube | 100 管/盒 | 含抗生素選擇性羅氏培養管  |
| A07-591             | Lowenstein Jensen semi-q'ty(平面)       | 20x140 mm tube | 100 管/盒 | 半定量過氧化氫酶試驗  |
| B03-39A             | Tween 80 (10%)                        | 10ml tube      | 20 管/盒  | 過氧化氫酶試驗試劑（與 30%H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 等比例混合）                                   |
| A02-592             | Lowenstein Jensen w/5% NaCl Slant     | 20x140 mm tube | 20 管/盒  | 用於 <i>M. triviale</i> 菌之鑑定或快速生長   |
| A07-630D            | Middlebrook 7H9 Broth                 | 13x100 mm tube | 100 管/盒 | 7H9 培養液   |
| A07-635             | Middlebrook 7H9 Broth w/Glycerol      | 2ml vial       | 100 管/盒 | 保存分枝桿菌  |
| A07-637             | Middlebrook 7H9 Broth w/Tween 80      | 16x125 mm tube | 20 管/盒  | Tellurite 還原試驗  |
| B07-11              | Potassium Tellurite (0.2 %)           | 25 ml          | 1 瓶/盒   | Tellurite 還原試驗試劑  |
| A07-63              | Middlebrook 7H10 Agar Slant           | 20x140 mm tube | 100 管/盒 | 7H10 培養管  |
| A07-639             | Middlebrook 7H11 Agar Slant           | 20x113 mm tube | 100 管/盒 | 7H11 培養管  |
| A07-632             | Selective Middlebrook 7H11 Agar Slant | 20x113 mm tube | 100 管/盒 | 含抗生素選擇性 7H11 培養管  |
| A07-1262            | Middlebrook 7H11 Agar Slant w/T2H     | 15x103 mm tube | 20 管/盒  | TCH 生長抑制反應  |
| 231741              | Niacin Reagent Strips                 | 25 test/vial   | 1 瓶/盒   | Niacin 試驗   |
| A07-700             | Nitrate Buffer 基質液                    | 13x100 mm tube | 20 管/盒  | 硝酸鹽還原試驗   |
| B03-041             | Nitrate Reduction Reagent 1           | 60ml           | 1 瓶/盒   | 硝酸鹽還原試驗試劑 1   |
| B03-042             | Nitrate Reduction Reagent 2           | 60ml           | 1 瓶/盒   | 硝酸鹽還原試驗試劑 2   |
| B03-043             | Nitrate Reduction Reagent 3           | 60ml           | 1 瓶/盒   | 硝酸鹽還原試驗試劑 3   |
| B02-05              | OADC Enrichment                       | 100ml          | 1 瓶/盒   | 滋養劑   |
| A07-137A            | Urease Broth                          | 13x100 mm tube | 100 管/盒 | Urease 試驗   |
| A07-121A            | Tween 80 Hydrolysis                   | 0.5ml          | 100 管/盒 | Tween 80 水解試驗   |
| 藥物敏感性試驗成品培養管及成品平板   |                                       |                |         |   |
| 料號                  | 品名                                    | 規格             | 包裝      | 用途  |
| A07-630a            | Middlebrook 7H9 Broth w/6 顆玻璃珠        | 16x125 mm tube | 100 管/盒 | 配製分枝桿菌菌液  |
| A07-590D~M          | LowensteinJensen-Slant                | 25x80 mm 塑膠培養管 | 20 管/盒  | 含下列藥物之羅氏藥敏透明塑料培養管（µg/ml）<br>INH 0.2, SM 4, EMB 2, RFP 40, PNB 500, T2H 5, K 30, OFX 2 |
| A05-050             | Middlebrook 7H10 -Drug Susceptibility | 9cm 四分格        | 10 片/盒  | 四分格含第一線藥物平板   |
| A05-05              | Middlebrook 7H11 -Drug Susceptibility | 9cm 四分格        | 10 片/盒  | 四分格含第二線藥物平板   |

**QUALITY GOODS WITH QUALITY SERVICE**

248 台北縣五股工業區五工五路21號3樓

TEL : (02)2298-1823 FAX : (02)2298-8100

No.21, Wugong 5th Rd., Wugu Shiang, Taipei County 248, Taiwan (R.O.C.)

TEL : 886-2-2298-1823 2298-8140 FAX : (02)2298-8100

[www.cmp-micro.com](http://www.cmp-micro.com)