



標準化、自動化、可追溯化檢體秤重與稀釋步驟

具LIMS 傳輸介面

符合FDA BAM 與ISO 7218 的需求，準確度高

適用各式檢體、重量範圍廣(3g-375g)、相容各式鐵胃袋

大體積檢體快速稀釋(例如375g, 1:10 稀釋僅需80 秒)

秤重 | 分注 | 稀釋 | 自動化

AES Dilumat™ 自動分注稀釋器

最佳拍檔聰明組合

自動化 | 電子化 | 標準化 | 回朔性

均質效果絕佳，僅需15 秒

可自動調整均質速度與位置

靜音設計，噪音遠低於它牌均質機

日常維護簡單容易，清洗方便

內部防漏耐腐蝕設計，內建有廢液水盤

均質 | 標準化 | 自動化 | 可追溯

AES Smasher™ 鐵胃均質機

